



KOD KATALOGOWY	AS-KX-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	ORTEZA KOLANA AS-KX-05
CODE	AS-KX-05
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-KX-05




PL: A. Orteza
B. Pasy obwodowe

EN: A. Brace
B. Circumferential straps


1. PL: Rozepnij rzepy (1,2) i odepnij pasy (B) od ortezy (A).

EN: Unfasten the Velcro (1,2) and unfasten the straps (B) from the brace (A).




1. PL: Załóż ortezę (A) na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka (3) znajdowała się w otworze okołorzepkowym, a zegary szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego.

EN: Put the brace (A) on the leg and pull it up in such a way that the kneecap (3) is in the patellar donut and the drop locks of the splint were on the axis of the knee joint.



2. PL: Zapnij ortezę na rzepy (4,5).

EN: Fasten the Velcro brace (4,5).



3. PL: Przypnij dolny pas obwodowy (B) do rzepów (6,7) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć pas przez klamrę i zapnij na rzep (8). Zapnij górne pasy obwodowe w taki sam sposób w podanej kolejności (9,10).

EN: Fasten the lower circumferential strap (B) to the Velcro (6,7) setting the appropriate compression. Interlace the strap through the buckle and fasten with Velcro (8). Fasten the upper perimeter straps in the same way in the given order (9,10).

PL: UWAGA! Istnieje możliwość odwrócenia paska w taki sposób, aby klamerka znajdowała się od zewnętrznej lub wewnętrznej strony kończyny, w zależności od potrzeby.

EN: ATTENTION! It is also possible to reverse the strap, so that the buckle is on the outside or inside part of the limb, depending on the need.



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.