





1. PL: Rozepnij ortezę.

EN: Unfasten the brace.



2. PL: Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby zegar szyny znajdował się w osi stawu kolanowego (1).

EN: Place the brace on the leg so that the hinge is aligned with the axis of the knee joint (1).



3. PL: Ustaw pelotę odciążającą (2) w odpowiednim miejscu i zapnij ortezę na rzepy (3,4).

EN: Place the relief pad (2) in the correct position and fasten the Velcro straps (3,4).



4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję ortezy i zapnij na rzepy w podanej kolejności (5,6).

EN: Adjust the brace compression to the appropriate level and fasten the Velcro straps in the order shown (5,6).



UWAGA!
ATTENTION!

PL: Jeśli jest potrzeba regulacji długości taśm, możesz je skrócić za pomocą rzepa (7). Zwróć uwagę, aby taśmy przebiegały przez szlufki (8,9).

EN: If you need to adjust the length of the straps, you can shorten them using the Velcro (7). Make sure that the straps run through the loops (8,9).



5. PL: Zapnij klamrę (10) na metalowy pin (11), ustaw odpowiednie napięcie taśmy (12) i zapnij na rzep (13). Czynność powtórz z zapięciem górnego pasa (14).

EN: Fasten the buckle (10) to the metal pin (11), set the appropriate tension of the strap (12) and fasten with the Velcro (13). Repeat the operation with the fastening of the upper strap (14).



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.