


KOD KATALOGOWY	EB-SS
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	EB-SS
CODE	EB-SS
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	EB-SS




1. PL: Załóż ortezę na nogę.
EN: Put the brace on the leg.



2. PL: Zapnij rzep (1)
EN: Fasten the Velcro (1)



3. PL: Zapnij taśmę dociągową (2) i (3) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the elastic strap (2) and (3) according to the indicated direction.



4. PL: Zapnij rzepy (2) i (3).

EN: Fasten the Velcros (2) and (3).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.