





KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-03
CODE	AM-OSN-U-03
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-03




1. **PL:** Załóż ortezę na rękę.  
**EN:** Put on the brace on the wrist.



2. **PL:** Zapnij rzep (1) i (2).  
**EN:** Fasten with Velcro (1) and (2).



3. **PL:** Zapnij rzep kciuka.  
**EN:** Fasten the thumb Velcro.



4. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.