

KOD KATALOGOWY	AS-N-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AS-N-02
CODE	AS-N-02
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AS-N-02




**1. PL:** Umieść dłoń w ortezie.  
**EN:** Put the hand in a brace.



**2. PL:** Zapnij rzep (1).  
**EN:** Fasten the Velcro closure (1).

**3. PL:** Opleć kciuk we wskazanym kierunku i zapnij rzep (2).  
**EN:** Wrap your thumb in the following direction and fasten the Velcro closure (2).



**4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.