


KOD KATALOGOWY	AS-NX-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AS-NX-01
CODE	AS-NX-01
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AS-NX-01

1. **PL:** Załóż ortezę na rękę.
EN: Put the brace on the wrist.



2. **PL:** Przepleć paski przez klamki i zapnij na rzepy według podanej kolejności (1,2,3,4).
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten with Velcros according to the following steps (1,2,3,4).

3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

