


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-05
CODE	AM-OSS-05
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-05



1. **PL:** Załóż ortezę na nogę i zawiąż sznurówki.
EN: Put the brace on the leg and tie the laces.



2. **PL:** Zapnij pasy ósemkowe (1,2) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the Figure 8 straps (1,2) according to the indicated direction.



3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

