



KOD KATALOGOWY	AM-OP-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	ORTEZA STOPY AM-OP-01
CODE	AM-OP-01
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	FOOT ORTHOSIS AM-OP-01



1. **PL:** Załóż ortezę na palec.  
**EN:** Put the brace on the finger.



2. **PL:** Zapnij pasy (1, 2) według wskazanego kierunku. Jeśli jest taka potrzeba odetnij zbędną długość paska (2).  
**EN:** Fasten the straps (1, 2) according to the indicated direction. Cut the needless part of straps off (2) if you need.



3. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.