

TM
c c c a
S Y S T E M



THE BOA®
GUARANTEE

SYSTEM KOMPRESYJNY
THE BOA FIT SYSTEM

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO



BOA®

CCA SYSTEM

AM-OSS-03/CCA

Naszą ortezę stabilizującą o symbolu AM-OSS-03/CCA można stosować zarówno jako zaopatrzenie pourazowe jak i profilaktycznie. Orteza występuje także w wersji dziecięcej.

WSKAZANIA

skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego
nawykowego zwichnięcia stawu skokowego
doleczania po unieruchomieniu gipsowym
uszkodzenie więzadeł i tkanek miękkich
stawu skokowego



ORTEZA STAWU SKOKOWEGO

ZALETY

wysoka kompresja
gwarancja jakości
innowacyjność
łatwość zakładania
stabilizacja



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



BOCZNE ANATOMICZNE WZMOCNIENIA



POLECANIA PRZEZ SPECJALISTÓW



ER



WOLNA OD LATEKSU



INNOWACYJNA



DLA DZIECI



DWUSTRONNOŚĆ

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO



BOA®

CCA SYSTEM

AM-OSS-05/CCA

Bestsellerowa orteza kostki AM-OSS-05/CCA to kompaktowe rozwiązanie dla stabilizacji stawu skokowego. Bezpieczna i skuteczna. Orteza dostępna także w wersji dziecięcej.

WSKAZANIA

skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego
nawykowego zwichnięcia stawu skokowego
doleczania po unieruchomieniu gipsowym
uszkodzenie więzadeł i tkanek miękkich
stawu skokowego



ORTEZA STAWU SKOKOWEGO

ZALETY

wysoka kompresja
gwarancja jakości
innowacyjność
łatwość zakładania
stabilizacja



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



BOCZNE ANATOMICZNE WZMOCNIENIA



ER



WOLNA OD LATEKSU



INNOWACYJNA



ÓSEMKOWE PASY KRZYŻOWE



DWUSTRONNOŚĆ



POLECANIA PRZEZ SPECJALISTÓW

UNIWERSALNA ORTEZA ŁOKCIA



BOA®

CCA SYSTEM

AM-SL-01/CCA

Sprawdzona i skuteczna forma terapii łokcia tenisisty i golfisty. Odciąża przyczepy mięśni i zmniejsza stan zapalny. Polecana przez Wiktora Chabela – olimpijczyka z Rio 2016.

WSKAZANIA

łokieć tenisisty
łokieć golfisty

ZALETY

wysoka kompresja
gwarancja jakości
innowacyjność
łatwość zakładania



ORTEZA ŁOKCIA



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



POLECANIA PRZEZ SPECJALISTÓW



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



WOLNA OD LATEKSU



INNOWACYJNA

ORTEZA ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA



AS-LK-02/CCA

Pas sportowy AXE ma na celu odciążenie i stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz zabezpieczenie mięśni i więzadeł przed skręceniem. Produkt rekomendowany przez zespół futbolu amerykańskiego Rzeszów Rockets.

WSKAZANIA

po naderwaniu mięśni brzucha i grzbietu
u osób ze słabymi mięśniami brzucha
w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego

ZALETY

wysoka kompresja
gwarancja jakości
innowacyjność
łatwość zakładania



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



ODDYCHAJĄCA



SZEROKI
ZAKRES REGULACJI



WOLNA
OD LATEKSU



INNOWACYJNA

ORTEZA KRZYŻOWO-BIODROWA



AM-OK/CCA

Orteza Zeta, poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu kompresyjnego CCA, zmniejsza dolegliwości bólowe i doskonale odciąża stawy krzyżowo-biodrowe.

WSKAZANIA

artroza stawu krzyżowo-biodrowego
zespół stawu krzyżowo-biodrowego
niestabilności stawu krzyżowo-biodrowego
blokady stawu krzyżowo-biodrowego
profilaktyka

ZALETY

wysoka kompresja
gwarancja jakości
innowacyjność
łatwość zakładania
stabilizacja



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



ODDYCHAJĄCA



SZEROKI
ZAKRES REGULACJI



WOLNA
OD LATEKSU



INNOWACYJNA

BOA®

System ten charakteryzuje się tym, że napięcie jest bardzo mocne, nieelastyczne, pewne, łatwe i bezpieczne. Bez odblokowania lub uszkodzenia systemu, w zasadzie nie ma możliwości poluzowania go, gwarantuje to o wiele pewniejszą stabilizację, niż jakikolwiek inny znany dzisiaj w branży sposób kompresji ortez.

Dzięki systemowi BOA, użytkownik ma możliwość stosowania różnego poziomu kompresji w ortezach ortopedycznych, czyli siły ich oddziaływania na ciało pacjenta. Regulacja ta odbywa się w sposób płynny, co zdecydowanie poprawia walory użytkowe wyrobu.

System BOA funkcjonuje w oparciu o zespół zróżnicowanych poliamidowych przelotek, linek stalowych pokrytych tworzywem sztucznym oraz szpulowych pokręteł zapadkowych. Dodatkowymi elementami systemu są peloty z funkcją samoszczepną, dzięki którym w łatwy sposób można modyfikować kształt i obwód każdego wyrobu wyposażonego w ten system.


System BOA, jest systemem kompresyjnym, i nie należy używać go, do dostosowywania wymiarów ortozy ortopedycznej do obwodów pacjenta. Można go użyć dopiero po prawidłowym dobraniu i założeniu wyrobu na użytkownika.



SYSTEM BOA JEST SYSTEMEM BEZOBSŁUGOWYM,
NIE WYMAGA SERWISOWANIA
ANI KONSERWACJI

BOA SYSTEM IS MAINTENANCE-FREE SYSTEM THAT
DOES NOT REQUIRE SPECIAL SERVICE
OR CONSERVATION



 **REH4MAT Sławomir Wroński**
ul. Piaski 47
36-060 Głogów Małopolski
POLAND

Adres korespondencyjny / Mailing address

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra
37-500 Jarosław
POLAND

tel: +48 (016)621 42 20

tel: +48 (016)621 41 35

fax: +48 (016)621 42 13

e-mail: biuro@reh4mat.com