

AM-OSN-U-15

ORTEZA NADGARSTKA Z ODPINANYM STABILIZATOREM KCIUKA

Przeznaczenie:

- Skręcenia i nadwyrężenia nadgarstka
- Urazy więzadeł i ścięgien
- Zapalenie stawów/ścięgien (np. spowodowane przeciążeniem).
- Rehabilitacja po unieruchomieniu gipsowym.
- Stabilizacja kciuka po urazach lub w stanach bólowych.



KOD NFZ: J.02.01.00, J.02.01.01

4classic
COMPRESSION BRACES

Strona produktu:



Rozmiar	Obwód nadgarstka	Sposób dokonywania pomiaru
S M L	11 - 13 cm	
	13 - 17 cm	
	17 - 21 cm	

Wyrób uniwersalny na prawy i lewy nadgarstek.
Całkowita długość: **S-L**: 21 cm



ORTEZA
NADGARSTKA



ANATOMICZNA
SZYNA DŁONIOWA



ALTERNATYWA
GIPSU



DWUSTRONNOŚĆ



ER



ODDYCHAJĄCY



SZEROKI ZAKRES
REGULACJI



WYRÓB
MEDYCZYNY KL. I



ZESPÓŁ CIĘŚNI
NADGARSTKA

REH4MAT
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

www.reh4mat.com

REH4MAT sp. z o.o.
ul. Zenitowa 5a
35-301 Rzeszów
POLSKA

Adres korespondencyjny:
ul. Truskawkowa 17
Widna Góra, 37-500 Jarosław
POLSKA

tel. +48 16 621 42 20
tel. +48 16 621 41 35 wew. 3
tel. kom. 512 290 523
tel. kom. 500 132 274

e-mail:
biuro@reh4mat.com
handel@reh4mat.com

© Reh4Mat sp. z o.o. 2026

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.
PRODUCENT I PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: REH4MAT sp. z o.o.