

OKD-27

POOPERACYJNA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO

Przeznaczenie:

- Rehabilitacja pooperacyjna
- Rekonstrukcja ACL, MCL, PCL, LCL oraz łąkotek
- Uszkodzenie tkanek miękkich kolana (więzadła, łąkotki)
- Uszkodzenia powierzchni stawowej piszczeli
- Rekonstrukcja więzadła rzepki
- Złamania kłykci kości udowej
- Złamania zamknięte i otwarte kolana
- Skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego
- Osteotomia kości piszczelowej (HTOs)



KOD NFZ: H.03.03.00, H.03.03.01



Strona produktu:



Rozmiar	(A) Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki	(B) Obwód łydki 15 cm poniżej środka rzepki	(C) Zakres odległości od szpary kolanowej do pachwiny	(D) Zakres odległości od szpary kolanowej do kostki	Sposób dokonywania pomiaru
Uniwersalny	min 35 cm max 60 cm	min 28 cm max 50 cm	min 28 cm	min 32 cm max 40 cm	



ORTEZA
KOŃCZINY DOLNEJ



ER



INNOWACYJNY



MINIMUM WYROBU
MAXIMUM EFEKTU

Wyrób uniwersalny na prawą i lewą nogę.



PRESS-SLIDE




PRZYJAZNY
DLA SKÓRY



ROZMIAR
UNIWERSALNY



SZEROKI ZAKRES
REGULACJI



SZYNA Z REGULACJĄ
RUCHOMOŚCI 1RE



TRWAŁY



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



www.reh4mat.com

REH4MAT sp. z o.o.
ul. Zenitowa 5a
35-301 Rzeszów
POLSKA

Adres korespondencyjny:
ul. Truskawkowa 17
Widna Góra, 37-500 Jarosław
POLSKA

tel. +48 16 621 42 20
tel. +48 16 621 41 35 wew. 3
tel. kom. 512 290 523
tel. kom. 500 132 274

e-mail:
biuro@reh4mat.com
handel@reh4mat.com

© Reh4Mat sp. z o.o. 2026

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.
PRODUCENT I PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: REH4MAT sp. z o.o.