



KOD KATALOGOWY	AM-KM
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ODCINKA SZYJNEGO
MODEL	AM-KM
CODE	AM-KM
TRADE NAME	CERVICAL COLLAR
MODEL	AM-KM



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



- 2. PL:** Przyłóż ortezę do szyi w taki sposób, aby środek kołnierza (1) znajdował się pod brodą.
EN: Place the brace on the neck with the center of the collar (1) under the chin.
- 3. PL:** Zapnij kołnierz na rzep (2).
EN: Close the collar with Velcro (2).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.