

AM-OSN-L-02

DŁUGA OTWARTA ORTEZA RĘKI
I PRZEDRAMIENIA Z UJĘCIEM DŁONI,
STABILIZACJĄ KCIUKA
I SEPARATOREM PALCÓW

Należy stosować w przypadkach:

- zwłknięć stawu nadgarstkowego,
- uszkodzenia i zapaleń ścięgien,
- zespołów bólowych nadgarstka,
- ostrych lub przewlekłych zapaleń kości nadgarstka lub śródreżca,
- po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia, reumatologia),
- schorzeń neurologicznych pochodzenia centralnego lub obwodowego,
- pęknięcia kości niewymagające opatrunków gipsowych
- doleczenie po zdjęciu gipsu (przedramię, nadgarstek, śródreżce)

Strona produktu:



Zalety:

- Doskonała stabilizacja - dzięki zastosowaniu wyprofilowanej łyżki nadgarstka, bocznych stałek, jak również pasów wzmacniających uzyskano doskonałą stabilizację.
- Komfort użytkowania - dzięki zastosowaniu dzianiny ActiveSpace i ażurowych pasków, skóra kończyny górnej prawidłowo oddycha i doskonale jest odprowadzany pot od ciała.
- Łatwość użytkowania - prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.
- Utrzymanie właściwej higieny - ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania ortozy stawu nadgarstkowego, pacjent ma możliwość wyprania wyrobu, jak również utrzymania właściwej higieny kończyny górnej.

Dostępne rozmiary:

S • M • L • XL



ORTEZA NADGARSTKA
I PRZEDRAMIENIA



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



INNOWACYJNY



WODOODPORNY



ANATOMICZNY SZYNA
DŁONIOWA



ALTERNATYWA
GIPSU

www.reh4mat.com
e-mail: biuro@reh4mat.com

tel.: +48 (016) 621 42 20
tel.: +48 (016) 621 41 35
fax: +48 (016) 621 42 13

REH4MAT Sławomir Wroński
Głogów Małopolski
36-060
ul. Piaski 47