


KOD KATALOGOWY	AM-PES-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PLECÓW
MODEL	AM-PES-01
CODE	AM-PES-01
TRADE NAME	BACK ORTHOSIS
MODEL	AM-PES-01



1. PL: Przepleć paski przez szlufkę (1) i załóż ortezę na ramiona (2).

EN: Interlace the straps on the back (1) and place the brace on the shoulders (2).



2. PL: Zapnij przednią część ortozy na rzep.
EN: Attach the front Velcro closure.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.