


| | |
|----------------|-------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-SN-01 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA NADGARSTKA |
| MODEL | AM-SN-01 |
| CODE | AM-SN-01 |
| TRADE NAME | WRIST ORTHOSIS |
| MODEL | AM-SN-01 |



1. PL: Rozepnij ortezę i przyłóż do nadgarstka (1).
EN: Unfasten the brace and place it on the wrist (1).



2. PL: Opleć ortezę wokół nadgarstka i zapnij rzep (2).
EN: Wrap the brace around the wrist and fasten with Velcro (2).



3. PL: Przepleć taśmę przez klamerkę (3) i zapnij na rzep (4).
EN: Interlace the strap through the buckle (3) and fasten with Velcro (4).



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

