

KOD KATALOGOWY	AM-WSP-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL	AM-WSP-01
CODE	AM-WSP-01
TRADE NAME	SPINAL ORTHOSIS
MODEL	AM-WSP-01



1. PL: Ustaw ortezę w dolnej partii pleców i zapnij przednią część ortozy.

EN: Put the orthosis in the lower back and fasten the front part of the orthosis.



2. PL: Zapnij pasy dociągowe.

EN: Fasten the tension belts.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.