


|                |              |
|----------------|--------------|
| KOD KATALOGOWY | U-U          |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA NOGI  |
| MODEL          | U-U          |
| CODE           | U-U          |
| TRADE NAME     | LEG ORTHOSIS |
| MODEL          | U-U          |



- 1. PL:** Umieścić ortezę na udzie.  
**EN:** Place the brace on your thigh.



- 2. PL:** Zapnij rzepy według podanej kolejności (1,2).  
**EN:** Close the Velcro in the order given (1,2).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

