



KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/S-P
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
MODEL	AM-OSK-Z/S-P
CODE	AM-OSK-Z/S-P
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	AM-OSK-Z/S-P



1. **PL:** Podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółrzepkowym.
EN: Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar hole.



2. **PL:** Przepleć dolny pasek przez klamerkę i zapnij na rzep (1). Zapnij tak samo pasek górny (2).
EN: Interlace the lower strap through the buckle and fasten with Velcro (1). Fasten the upper strap (2) in the same way.



3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.