

KOD KATALOGOWY	AS-SKL/F
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AS-SKL/F
CODE	AS-SKL/F
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AS-SKL/F



- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym.
EN: Place the brace on the leg to keep the kneecap in the patellar donut.



- 2. PL:** Zapnij paski krzyżowe ACL (1,2) i rzepkę górną (3).
EN: Fasten the ACL straps (1,2) and the top Velcro fastener (3).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

