



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-04
CODE	AM-OSN-U-04
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-04



1. **PL:** Załóż ortezę na rękę.
EN: Put the brace on the wrist.



2. **PL:** Zapnij rzep (1) i (2).
EN: Fasten with Velcro (1) and (2).



3. **PL:** Zapnij rzep obwodowy kciuka (3).
EN: Fasten the thumb wrap-around strap (3).



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.