



KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
MODEL	AM-OSK-Z
CODE	AM-OSK-Z
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	AM-OSK-Z



1. **PL:** Podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym.
EN: Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar hole.



2. **PL:** Zapnij rzepy dolne (1,2) i górne (3,4).
EN: Fasten the top (1,2) and bottom Velcros (3,4).



3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.