

OKD-03

ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA KOŃCZYNĘ DOLNĄ W WYPROŚCIE

Przeznaczenie:

- zwknięcia stawu kolanowego,
- skręcenia stawu kolanowego,
- niestabilność boczna kolana,
- uszkodzenia więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
- po rekonstrukcji więzadeł kolana,
- we wczesnym okresie po innych zabiegach operacyjnych stawu kolanowego,
- po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia)

Strona produktu:



Orteza została wyposażona w: otwarty miękki rękaw umożliwiający adaptację wyrobu do zróżnicowanych obwodów kończyny dolnej, system pasów VELCRO zapewniających właściwe przyleganie wyrobu do ciała i efektywniejszą stabilizację zabezpieczonej kończyny oraz system anatomicznie wyprofilowanych aluminiowych szyn bocznych z zespołem niezależnego mocowania do rękawa ortezy zapewnia pewną stabilizację.



ORTEZA
KOŃCZYNY DOLNEJ




WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



DWUSTRONNOŚĆ



PRZYJAZNY
DLA SKÓRY



SZEROKI
ZAKRES REGULACJI



ORTOPEDIA



ROZMIAR
UNIWERSALNY