

KOD KATALOGOWY	AM-2PP
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-2PP
CODE	AM-2PP
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-2PP



1. **PL:** Załóż ortezę na biodra i zapnij rzepy (1,2).
EN: Place the brace on the hips and fasten the Velcros (1,2).



2. **PL:** Zapnij paski pachwinowe.
EN: Fasten the groin straps.



3. **PL:** Gotowy wyrób (przód i tył).
EN: Product is ready to use (front and back).