


KOD KATALOGOWY	AM-OK/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-OK
CODE	AM-OK/CCA
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-OK



- 1. PL:** Przyłóż ortezę do odcinka krzyżowego kręgosłupa (1) i zapnij z przodu na rzep (2).
EN: Place the brace on the sacral spine (1) and fasten it with Velcro at the front (2).



- 2. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję wyrobu przez pociągnięcie uchwyty (3). Zapnij element na przedniej części wyrobu (4).
EN: Set the required level of compression by pulling the handle (3). Attach the Velcro into front part of the brace (4).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.