

KOD KATALOGOWY	AM-KDX-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-KDX-03
CODE	AM-KDX-03
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-KDX-03



1. PL: Podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym i zapnij rzep (1).

EN: Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar hole and fasten the Velcro closures (1).

2. PL: Zapnij ortezę na rzep w podanej kolejności (2,3,4,5).

EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (2,3,4,5).



3. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.