



KOD KATALOGOWY	OKD-15
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-15
CODE	OKD-15
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-15



1. **PL:** Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w pierścieniu okółrępkowym.
EN: Place the brace on the leg and pull up to keep the kneecap in the patellar donut.



2. **PL:** Zapnij pasy krzyżowe.
EN: Fasten the Velcro x-straps.



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.