



KOD KATALOGOWY	OKD-16
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-16
CODE	OKD-16
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-16



1. PL: Wybierz położenie fiszbin.

EN: Place the stiffeners in a required position.

2. PL: Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym.
EN: Put the brace to your leg, keep the kneecap in the patellar donut.



3. PL: Zapnij rzepy elastyczne w podanej kolejności (1,2,3).

EN: Fasten elastic Velcro straps as the following steps (1,2,3).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.