

KOD KATALOGOWY	OT-13
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-13
CODE	OT-13
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-13



1. **PL:** Ustaw ortezę w dolnej partii pleców i zapnij na rzep.

EN: Place the brace on the lower back and fasten the Velcro closure.



2. **PL:** Zapnij pasy dociągowe.

EN: Fasten additional straps.



3. **PL:** Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

