

KOD KATALOGOWY	AM-OSS-25
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSS-25
CODE	AM-OSS-25
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSS-25



1. **PL:** Załóż ortezę na nogę.  
**EN:** Put the brace on the leg.



2. **PL:** Zapnij rzepy według wskazanej numeracji (1) (2) (3).  
**EN:** Fasten the Velcro straps according to the following steps: (1) (2) (3).



**3. PL:** Zapnij ósemkowe pasy dociągowe (3) i (4). Mocniejsze naciągnięcie pasów, spowoduje silniejszą elewację przodostopia.

**EN:** Fasten the figure 8 straps (3) and (4). Once you pull harder the 8-figure straps, you will receive better forefoot elevation.



**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.