

KOD KATALOGOWY	AM-PES-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-PES-09
CODE	AM-PES-09
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-PES-09



1. **PL:** Załóż ortezę na ramiona.
EN: Place the brace on the shoulders.



2. **PL:** Zapnij przednią część ortozy na rzep.
EN: Attach the front Velcro closures.

PL: Jeśli obwód jest większy dopnij element rzepowy (1) i zapnij pas.
EN: If your circumference is bigger, attach the additional Velcro element (1) and fasten the belt.



3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.