



KOD KATALOGOWY	OKD-38
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYNY DOLNEJ
MODEL	OKD-38
CODE	OKD-38
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKD-38



- PL:** Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym.
EN: Put the brace to your leg, keep the kneecap in the patellar donut.



- PL:** Zapnij tylne rzepy elastyczne w podanej kolejności (1) i (2).
EN: Fasten rear elastic Velcro straps as the following steps (1) and (2).



- 3. PL:** Zapnij rzepy w podanej kolejności (1,2,3,4).
EN: Fasten the Velcro according as the following steps (1,2,3,4).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.