





KOD KATALOGOWY	OKG-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-06
CODE	OKG-06
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-06



1. PL: Załóż temblak (1) w odpowiedniej pozycji terapeutycznej (90° lub 120°) i zapnij pasy na rzep według numeracji (2, 3).
EN: Put the sling (1) on the correct therapeutic (90° or 120°) position and fasten the Velcro straps according to the following steps (2, 3).

2. PL: Ustaw odpowiednią długość pasa barkowego.
EN: Adjust the required length of the shoulder strap.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.