

AM-SB-01/CCA

ORTEZA BIODRA

Przeznaczenie

- złamanie w obrębie stawu biodrowego
- po zabiegu operacyjnym wymiany stawu biodrowego – endoprotezoplastyka
- zwichnięcie stawu biodrowego
- osteoartroza
- zwyrodnienie stawu biodrowego – koksartroza
- niestabilność stawu biodrowego

Strona produktu:



Orteza ogranicza niepożądane ruchy w stawie tj. nadmierne przywiedzenie, zgięcie czy rotacja biodra, które mogą doprowadzić do obluzowania i wysunięcia się endoprotezy. Wówczas, konieczna jest reoperacja. Orteza wyposażona jest w specjalny zegar w osi stawu, co pozwala na regulację zakresu jego ruchomości.

Nasza orteza AM-SB-01/CCA jest również doskonałym wsparciem w przypadku złamań w obrębie panewki stawu biodrowego i głowy kości udowej, a także w przypadku skręceń i zwichnięć biodra.



ORTEZA BIODRA



WYRÓB MEDYCZNY KL.I