



OSTEOARTROZA

REH4MAT
REHABILITACJA I TERAPIA

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.

OSTEOARTROZA (OA)

Zwyrodnienie stawów dotyka znaczną część społeczeństwa. Przyczyna często leży w tyfłości, braku ruchu lub jego monotonnym powtarzaniu oraz urazach komunikacyjnych i sportowych. W niektórych krajach choroba ta dotyka przeszło 20% populacji osób powyżej 40-ego roku życia.



Osteoartroza może występować w każdym stawie, w którym znajduje się chrząstka szklista. Najczęściej zmiany dotyczą poddanych największemu obciążeniu stawów kończyn dolnych-biodrowego i kolanowego. Na ich obciążenie istotny wpływ ma masa ciała pacjenta. Nadwaga powstała między 20-29 rokiem życia może prowadzić do występowania zmian zwyrodnieniowych w stawach już po 50 roku życia. Problem jest poważny, ponieważ proces chorobowy dotyka mięśni, aparatu torebkowo-więzadłowego stawu, powierzchni stawowych, warstwy podchrzęstnej kości, a nierzadko również sąsiadujących stawów.

FAKTY:

- prawie u połowy społeczeństwa, w tym u 2 na 3 otyłych dorosłych, w ciągu życia rozwinię się objawowa choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego,
- osteoartrza kolana jest jedną z 5 głównych przyczyn niepełnosprawności,
- 80% dorosłych w wieku powyżej 65 lat doświadczyło osteoartrzy.

OBJAWY:


- ból, zwłaszcza w trakcie aktywności, jak np. wchodzenie po schodach,
- ograniczona mobilność,
- obrzęk,
- charakterystyczne 'chrupanie' w stawie.

PRZYCZYNY:

- nadwaga,
- wiek,
- nadmierne przeciążanie stawów,
- płeć (kobiety),
- podłoże genetyczne.

JAK UNIKNĄĆ OPERACJI?

W leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów, poza metodami inwazyjnymi, stosuje się szeroki wachlarz metod nieoperacyjnych



Najlepszą i nieinwazyjną metodą walki z postępującą osteoartrozą jest stosowanie specjalistycznych ortez ortopedycznych

ŁAGODNE
STADIUM

AS-KX-01

UMIARKOWANE
STADIUM



AS-KX-02
ATOM 2RA
ATTACK/1R
ATTACK/2RA
GRAFT

OA PRIME
RAPTOR/1R
SPEEDERO
SPEEDERO/CCA
OKD-23

ZAAWANSOWANE STADIUM



SPARTAN

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**AS-KX-01**

Asymetryczna jednoszynowa orteza stawu kolanowego z funkcją zakresu ruchomości stawu do 15 stopni, wyposażona w jedną fiszbinę ortopedyczną oraz jedną szynę boczną z regulacją kąta zgięcia i wyprostu

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**AS-KX-02**

Asymetryczna dwuszynowa orteza stawu kolanowego AS-KX-02, to orteza z funkcją zakresu ruchomości stawu do 15 stopni, wyposażona w dwie anatomicznie wyprofilowane szyny boczne

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**AM-OSK-ZJ/2RA GRAFT**

Jednoszynowa odciążająca orteza na gołę i udo z anatomiczną regulacją zakresu ruchomości i dynamicznym pasem spiralnym

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**AM-OSK-ZJ/2 SPEEDERO/CCA**

Jednoszynowa odciążająca orteza kolana z dynamicznym pasem spiralnym i Systemem BOA®

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**AM-OSK-ZJ/3 SPEEDERO**

Jednoszynowa odciążająca orteza kolana z dynamicznym pasem spiralnym

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**ATOM 2RA**

Orteza szkieletowa na gołę i udo z regulacją zakresu ruchomości i zegarami anatomicznymi

Rozmiary: XS, S, M, L, XL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**ATTACK 1R**

Jednoszynowa odciążająca orteza na gołę i udo z regulacją zakresu ruchomości do 15 stopni i dynamicznymi pasami spiralnymi

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**ATTACK 2RA**

Jednoszynowa odciążająca orteza na gołę i udo z anatomiczną regulacją zakresu ruchomości i dynamicznymi pasami spiralnymi

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**OA PRIME**

Najbardziej zaawansowane technologiczne rozwiązanie do łagodzenia choroby zwyrodnieniowej. Orteza szkieletowa zapewnia natychmiastową i trwałą ulgę w bólu

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**OKD 23 LIGACARE**

Aktywna, asymetryczna, dwuszynowa orteza stawu kolanowego, wyposażona w dynamiczne taśmy wspomagające więzadła stawu kolanowego

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**RAPTOR 1R**

Przednio tylna orteza szkieletowa na gołę i udo z regulacją zakresu ruchomości do 15 stopni

Rozmiary: S, M, L, XL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

**SPARTAN**

Orteza szkieletowa na gołę i udo z ergonomiczną regulacją zakresu ruchomości do 15 stopni i funkcją korekty szpotowości i koślawości stawu kolanowego

Rozmiary: S, M, L, XL
Wyrób występuje jako prawy / lewy.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



reh4mat

PRODUCENT



REH4MAT

ul. Piaski 47

36-060 Głogów Małopolski, POLAND

**Adres korespondencyjny/
Mailing address**

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra
37-500 Jarosław, POLAND

tel: +48 (016) 621 42 20

tel: +48 (016) 621 41 35

fax: +48 (016) 621 42 13

e-mail: biuro@reh4mat.com

**OFICJALNY DYSTRYBUTOR
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO**

ORTO-RES SP. Z O. O.

ul. Zenitowa 5a

35-301 Rzeszów, POLAND

tel: +48 (17) 850 09 77

e-mail: poczta@orto-res.com.pl

hurtownia@orto-res.com.pl

SALONY



www.reh4mat.com