



KOD KATALOGOWY	AM-OSK-O/1
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-O/1
CODE	AM-OSK-O/1
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-O/1



1. PL: Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi (1) w taki sposób, aby zawiasy szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego.

EN: Unfasten the brace and place it on the leg (1) in such a way that the rail hinges are in the axis of the knee joint.



2. PL: Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (2,3).

EN: Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (2,3).



3. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij je w podanej kolejności (4,5).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them in the order shown (4,5).





- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.