



KOD KATALOGOWY	AM-SP-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	AM-SP-06
CODE	AM-SP-06
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	AM-SP-06



**1. PL:** Rozepnij ortezę.  
**EN:** Unfasten the brace.



**2. PL:** Umieść palec na ortezie, opleć paski (1,2) wokół palca i zapnij na rzepy (3,4).  
**EN:** Put the finger on the brace, wrap the straps (1,2) around the finger and fasten with Velcro (3,4).



**3. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.