


KOD KATALOGOWY	AS-U-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AS-U-03
CODE	AS-U-03
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AS-U-03



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i załóż ją na udo.
EN: Unfasten the brace and place it onto the thigh.



- 2. PL:** Przepleć taśmy przez klamry i zapnij na rzepy w podanej kolejności (1,2,3).
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro according to the following steps (1,2,3).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.