


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-15
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-15
CODE	AM-OSS-15
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-15



- 1. PL:** Rozepnij orteż.
EN: Unfasten the brace.

- 2. PL:** Umieść stopę na ortezie (1).
EN: Place your foot on the brace (1).



- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy w podanej kolejności (2,3,4).
EN: Set the proper compression and fasten the Velcro straps in the indicated order (2,3,4).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.