


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-16
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-16
CODE	AM-OSS-16
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-16



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i połóż na niej nogę we wskazanym miejscu (1).
EN: Unfasten the brace and place your leg on it in the indicated position (1).



- 2. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję ortozy zapinając rzep (2), następnie zapnij pas na rzep (3) owijając go na wysokości kostki.
EN: Adjust the appropriate compression of the orthosis by fastening the Velcro strap (2), then fasten the strap with Velcro (3), wrapping it around the ankle.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.