



KOD KATALOGOWY	OKD-43
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYNY DOLNEJ
MODEL	OKD-43
CODE	OKD-43
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKD-43



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi (1) w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym.
EN: Unfasten the brace and put it on your leg (1), so that the kneecap is in the patellar donut.



- 2. PL:** Zapnij rzepy w podanej kolejności (2,3,4,5).
EN: Fasten the Velcro straps in the following order (2,3,4,5).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.