

JAVELIN

FUNKCJONALNA ORTEZA KOLANA FLOW MOTION TECHNOLOGY

Przeznaczenie:

- Umiarkowana lub ciężka niestabilność ACL, MCL i LCL,
- Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadeł ACL,
- Skręcenie i zwinięcie stawu kolanowego,
- Urazy kombinowane więzadeł,
- Przeprost stawu kolanowego.



KOD NFZ: H.03.05.00, H.03.05.01




Strona produktu:



Rozmiar	(A) Obwód uda 15 cm powyżej środką rzepki	(B) Obwód łydki 15 cm poniżej środką rzepki	Sposób dokonywania pomiaru
S	40-44 cm	30-34 cm	
M	44-48 cm	34-38 cm	
L	48-52 cm	38-42 cm	
XL	52-56 cm	42-46 cm	

Występuje jako prawy / lewy.
Całkowita długość ortezy: S – XL: 39 cm



ORTEZA KOLANA



INNOWACYJNY



ORTEZA OA



SZYNA
SLOW MOTION



TRWAŁY



WODOODPORNY



WOLNY
OD LATEKSU



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



www.reh4mat.com

REH4MAT sp. z o.o.
ul. Zenitowa 5a
35-301 Rzeszów
POLSKA

Adres korespondencyjny:
ul. Truskawkowa 17
Widna Góra, 37-500 Jarosław
POLSKA

tel. +48 16 621 42 20
tel. +48 16 621 41 35 wew. 3
tel. kom. 512 290 523
tel. kom. 500 132 274

e-mail:
biuro@reh4mat.com
handel@reh4mat.com

© Reh4Mat sp. z o.o. 2026

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.
PRODUCENT I PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: REH4MAT sp. z o.o.