

OKD-40

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z PIERŚCINIEM RZEPKI I SZYNAMI DWUOSIOWYMI

Przeznaczenie:

- Niestabilność rzepki
(lateralizacja, „uciekanie” rzepki)
- Chondromalacja rzepki
- Zwyródnienie stawu kolanowego
- Ból przedni kolana (anterior knee pain)
- Przeskakiwanie rzepki
- Zapalenie stawu rzepkowo-udowego
- Uszkodzenia ACL, PCL, LCL i MCL
- Skręcenie kolana
- Urazy łąkotec
- Urazy tkanek miękkich
- Stabilizacja pooperacyjna



KOD NFZ: H.03.02.00, H.03.02.01



Strona produktu:




Rozmiar	Obwód kolana	Sposób dokonywania pomiaru
S	30 – 34 cm	
M	34 – 38 cm	
L	38 – 42 cm	
XL	42 – 46 cm	
2XL	46 – 50 cm	

Wyrób uniwersalny na prawe i lewe kolano.
Całkowita długość ortezy: XS – 2XL: 32 cm



ORTEZA KOLANA



DWUSTRONNOŚĆ



ODDYCHAJĄCY



SZYNA
DWUOSIOWA 2



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



REH4MAT sp. z o.o.
ul. Zenitowa 5a
35-301 Rzeszów
POLSKA

Adres korespondencyjny:
ul. Truskawkowa 17
Widna Góra, 37-500 Jarosław
POLSKA

tel. +48 16 621 42 20
tel. +48 16 621 41 35 wew. 3
tel. kom. 512 290 523
tel. kom. 500 132 274

e-mail:
biuro@reh4mat.com
handel@reh4mat.com

© Reh4Mat sp. z o.o. 2026

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.
PRODUCENT I PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: REH4MAT sp. z o.o.