

AM-GJ-01

GORSET STABILIZUJĄCO
UNIERUCHAMIAJĄCY TYPU JEWETTA

Przeznaczenie:

- urazowe i patologiczne złamania kompresyjne trzonów kręgosłupa,
- gruźlica kości kręgosłupa,
- zmiany nowotworowe trzonów kręgosłupa,
- choroba Bechterewa i Scheuermanna,
- odwapnienie kręgow,
- zespoły bólowe spowodowane zmianami zniekształcającymi.

Dostępne rozmiary:

S • M • L

Strona produktu:



Gorset typu Jewett AM-GJ-01 przeznaczony jest do stabilizacji w płaszczyźnie strzałkowej oraz częściowego odciążenia kręgosłupa na odcinku od L-3 do Th-10. Gorset AM-GJ-01 składa się on z ramy górnej wyposażonej w ruchomą pelotę mostka, ramy łonowej, ram bocznych oraz peloty lędźwiowo-piersiowej. Za pomocą dołączonego do wyrobu klucza imbusowego w bardzo łatwy sposób można regulować szerokość oraz wysokość wyrobu. Rama łonowa posiada system regulacji kąta jej ustawienia, może również funkcjonować w sposób wachliwy, ułatwiający pacjentowi siadanie. Gorset wyposażono w elastyczne obwodowe zapięcie, oraz boczną klamrę napinającą. Taka konstrukcja zapięcia umożliwia indywidualną regulację siły docisku. Pelota lędźwiowo-krzyżowa wykonana została z tworzywa sztucznego i posiada możliwość ustawienia jej w pozycji: poziomej - stabilizacja lędźwiowa, oraz pionowej - stabilizacja lędźwiowo-piersiowa. Wyrób wyposażono w system miękkich, termoformowanych i wodoodpornych pelot, doskonale dopasowujących się do kształtu każdej kończyny. Wyżej wymienione cechy pozwalają na stosowanie gorsetu przez wszelkiego typu ośrodki medyczne, nawet te bez specjalistycznego wyposażenia, co szczególnie ważne jest w ortotyce przypadków nagłych.



TL50+



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



ODDYCHAJĄCY




POLECANY PRZEZ
SPECJALISTÓW



WODOODPORNY



INNOWACYJNY



SZEROKI
ZAKRES REGULACJI



ALTERNATYWA
GIPSU

www.reh4mat.com
e-mail: biuro@reh4mat.com

tel.: +48 (016) 621 42 20
tel.: +48 (016) 621 41 35
fax: +48 (016) 621 42 13

REH4MAT
Głogów Małopolski
36-060
ul. Piaski 47