

AM-KDX-01/2R 4Range

UNIWERSALNY APARAT KOŃCZYNY DOLNEJ
Z REGULACJĄ RUCHOMOŚCI STAWU

Przeznaczenie:

- rehabilitacja pooperacyjna
- rekonstrukcja ACL, MCL, PCL, LCL oraz łąkotek
- uszkodzenie tkanek miękkich kolana (więzadła, łąkotki)
- uszkodzenia powierzchni stawowej piszczeli
- rekonstrukcja więzadła rzepki
- złamania kłykci kości udowej
- złamania zamknięte i otwarte kolana
- skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego
- osteotomia kości piszczelowej (HTOs)

Strona produktu:



Uniwersalny aparat kończyny dolnej z regulacją ruchomości stawu 4Range to optymalne zaopatrzenia pooperacyjne po zabiegach artroskopowych. Nasza orteza jest lekkim, innowacyjnym produktem o wysokich walorach użytkowych. Wyposażono ją w dwie jednoosiowe szyny boczne 1X z regulacją kąta zgięcia i wyprostu. Dodatkowo, orteza posiada system regulacji długości Press-Slide oraz innowacyjną szybką blokadę zegara. Wyrób wyposażono w system miękkich, termo formowanych i wodoodpornych pelot, doskonale dopasowujących się do kształtu każdej kończyny i wyposażonych w silikonowe pasma zapobiegające opadaniu ortezy. System pasów VELCRO pozycjonuje wyrób oraz zapewnia dokładniejsze przyleganie ortezy do nogi i efektywniejszą stabilizację zabezpieczonego stawu. Aparat łatwo dopasowuje się do kończyny nawet u osób z dysproporcją obwodów uda i podudzia lub przy znacznym pogrubieniu obrysów stawu kolanowego. Aparat 4Range został wyposażony w system szybkich zapięć przednich, co zdecydowanie poprawiło jego funkcjonalność i walory użytkowe. System pozwala na zapamiętanie ustawienia długości każdego pasa obwodowego oddzielnie.



ORTEZA
KOŃCZYNY DOLNEJ



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



PRESS-SLIDE




PRZYJAZNY
DLA SKÓRY



INNOWACYJNY



ALTERNATYWA
GIPSU




SZYNA Z REGULACJĄ
RUCHOMOŚCI 1X




ROZMIAR
UNIWERSALNY



POLECANY PRZEZ
SPECJALISTÓW



SZEROKI
ZAKRES REGULACJI



DWUSTRONNOŚĆ

www.reh4mat.com
e-mail: biuro@reh4mat.com

tel.: +48 (016) 621 42 20
tel.: +48 (016) 621 41 35
fax: +48 (016) 621 42 13

REH4MAT Sławomir Wroński
Głogów Małopolski
36-060
ul. Piaski 47