

Przemysław, dnia 25 lutego 2020 r.

Sanmed C462 został przebadany zgodnie z normami:

- PN-EN 1021-1 (test papierosa)
- PN-EN 1021-2 (test zapałki)
- PN-EN 597-1
- PN-EN 597-2

Sanmed C462 został przebadany i z wynikiem pozytywnym spełnił wymagania powyższych norm. Oznacza to, że jest niepalny w odniesieniu do norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, PN-EN 597-1 oraz PN-EN 597-2.

Kierownik Projektów B+R  
*Krowczuk Monika*  
Monika Krowczuk  
25.02.2020

