

STABILIZUJĄCA ORTEZA NADGARSTKA EB-N-02

WIELOKIERUNKOWA STABILIZACJA

Ortezę wyposażono w anatomicznie wyprofilowane usztywnienie dłoniowo-grzbietowe oraz taśmę **Velcro** pozwalającą na idealne dopasowanie wyrobu do kończyny.



WYGODNE MATERIAŁY

AirSanmed - innowacyjny, sztywny nieelastyczny surowiec zapewniający pewną stabilizację stawu nadgarstkowego. Od wewnątrz znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, a w środku półsztywna perforowana pianka. Na zewnątrz zainstalowany jest perforowany laminat medyczny z funkcją odprowadzania potu od ciała pacjenta.

ActivSpace - aktywny, przestrzenny poliamidowy surowiec 3D. Wyjątkowo lekki, dwuwarstwowy surowiec, z poliamidowymi przeplotami. Dzięki temu wewnętrzne ortezy swobodnie migruje powietrze odprowadzając pot ze skóry.

ProFit - dwuwarstwowy materiał, który dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny i tworzy tzw. drugą skórę.

PRZEZNACZENIE

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałetek ścięgienistych
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie

Orteza dostępna w trzech kolorach:



www.reh4mat.com

SZARY CZARNY MELANŻ BEŻ

Produkt refundowany

Kod NFZ: L.047.00, L.047.01, L.048.00, L.048.01,
limit: 160,- 160,- 250,- 250,-

S M L XL

Dostępne rozmiary
Wytłupać jako prawy / lewy



WYBÓR
MEDYCYNEL I



PRZECIĄŻA
BIAŁOSIĘC



WOLNA
OD LATEKSU



ODDYCHANIA

Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

REH4MAT
ul. Piaski 47
36-060 Ołogów Małopolski
POLSKA

ul. REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47
36-060 Ołogów Małopolski
POLSKA

Adres korespondencyjny:
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra
37-500 Jarosław
POLSKA

tel. 16 621 42 20
tel. 16 621 41 35 wew. 3
tel. kom. 512 290 523
fax 16 621 42 13
e-mail: biuro@reh4mat.com